


Anticorpo Policlonale Anti-Ik Per Wb, Elisa - Q13123

Numero articolo: CM0014967



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting l'IK umano (Red/RER). Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul spliceosoma e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IK Rabbit pAb
Note/Alias	RED; RER; CSA2; IK
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3550
Gene ID	3550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'IK umano (NP_006074.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13123
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio