


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ikaros Per Wb, Elisa - Q13422

Numero articolo: CM0024698



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Ikaros (Q13422) convalidato per WB e ELISA in uomo. Prende di mira il fattore di trascrizione Ikaros coinvolto nella differenziazione dei linfociti e degli eritroidi. Ideale per studi di immunorivelamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ikaros Rabbit pAb
Note/Alias	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10320
GeneID	10320
Immunogeno	Proteina ricombinante Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 296-457 di Ikaros umano (NP_006051.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q13422
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio