


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikaros Per Wb - Q13422

Numero articolo: CM0022475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Ikaros umano (IKZF1), validato per WB, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione ematopoietica e lo sviluppo dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ikaros pAb di coniglio
Note/Alias	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10320
GeneID	10320
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-270 di Ikaros umano (NP_001207694.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13422
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante