

Anticorpo Monoclonale Anti-Ikba Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Numero articolo: CM0002901



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IκBα umano (inibitore alfa di NF-kappa-B). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con specie umana, topo, ratto. Peso molecolare previsto 36 kDa. Ideale per studi di segnalazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IκBα mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Specie	Umana
GeneID (umano)	4792
GeneID	4792
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25963
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco