

Anticorpo Policlonale Anti-Ikba Per Wb, Elisa - P25963

Numero articolo: CM0013236



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio IκBα di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA. Rileva l'inibitore alfa endogeno del NF-kappa-B in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via NF-κB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio IκBα
Note/alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Specie	Umano
ID gene (umano)	4792
ID gene	4792
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 166-265 di IκBα umano (NP_065390.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P25963
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante