

Anticorpo Policlonale Anti-Ikba Per Wb, Ip, Elisa - P25963

Numero articolo: CM0016911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IkBα umano (inibitore alfa di NF-kappa-B), adatto per WB, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di NF-κB, l'infiammazione e le risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IkBα Rabbit pAb
Note/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IkBα
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4792
GeneID	4792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-300 di IkBα umano (NP_065390.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio