

Anticorpo Monoclonale Anti-Ikba Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q63746

Numero articolo: CM0011244

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce IkB α (NFKBIA). Validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione di NF-kappa-B. Peso molecolare previsto: 35 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IkB α Rabbit mAb
Note/Alias	RL/IF-1; IkB α
Specie	Ratto
GenelD (Umano)	4792
GenelD	25493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-314 di IkB α di Ratto (NP_001099190.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q63746
Peso Proteico	35 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante