

Anticorpo Policlonale Anti-Ikbip Per Wb, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Numero articolo: CM0028787

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting IKBIP (proteina interagente con la chinasi del fattore di inibizione nucleare kappa-B), un fattore pro-apoptotico regolato da p53. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IKBIP Rabbit pAb
Note/Alias	IKIP; IKBIP
Specie	Umano
GeneID (umano)	121457
GeneID	121457
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-350 dell'IKBIP umano (NP_963906.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q70UQ0
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio