

Anticorpo Policlonale Anti-Ikbkap Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095163

Numero articolo: CM0018009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IKBKAP di alta qualità convalidato per WB, IHC-P e ELISA, con reattività per uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul complesso elongatore, modificazione degli tRNA e ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IKBKAP Rabbit pAb
Note/Alias	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8518
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1093-1332 di IKBKAP umano (NP_003631.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095163
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio