


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ikk Beta Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O14920

Numero articolo: CM0008520



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante ad alta specificità contro IKK beta umano. Validato per Western blot, immunoprecipitazione, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-κB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-IKK beta
Note/Alias	IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta
Specie	Umano
GeneID	3551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 261-411 di IKK beta umano (NP_001547.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14920
Peso Proteico	29-87 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio