

Anticorpo Policlonale Anti-Ikk α Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O15111

Numero articolo: CM0022893



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IKK α umano, in grado di rilevare una banda di ~85 kDa. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio delle vie canonica e non canonica di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IKK α Rabbit pAb
Note/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKBIA; IKK-alpha; IKK α
Specie	Umano
GeneID (umano)	1147
GeneID	1147
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di IKK α umano (NP_001269.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Policlonale
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O15111
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante