

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Ikka Di Coniglio Per Wb, Elisa - O15111

Numero articolo: CM0007306



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IKK α umano (CHUK, IKK1, IKKA) per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di NF-kappa-B nelle vie di risposta immunitaria e infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-IKK α
Osservazioni/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Specie	Umano
ID Gene	1147
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15111
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio