

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikkε (Ikbke) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Numero articolo: CM0013026

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IKKε (IKBKE) umano, adatto per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Rileva IKKε umano, murino e di ratto. Uno strumento essenziale per lo studio dell'immunità innata e della segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-IKKε
Note/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Specie	Umano
GeneID (umano)	9641
GeneID	9641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 495-716 di IKKε umano (NP_054721.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14164
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio