

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikkε (Ikbke) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14164

Numero articolo: CM0018577

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio IKKε (IKBKE) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva IKKε endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio dell'immunità antivirale e delle vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio IKKε
Note/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9641
GeneID	9641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 497-716 di IKKε umano (NP_054721.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14164
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio