

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ikkε Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Numero articolo: CM0010916

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IKKε (IKBKE), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Riconosce gli amminoacidi N-terminali 1-100 dell'IKKε umano (Q14164). Ideale per lo studio dell'immunità innata antivirale e delle vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IKKε mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9641
GeneID	9641
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14164
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio