


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ikky Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K9

Numero articolo: CM0010946



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro IKK γ umano (modulatore essenziale del fattore nucleare kappa-B). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla via di segnalazione di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IKK γ
Note/alias	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
Specie	Umano
GeneID (umano)	8517
GeneID	8517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-419 di IKK γ umano (NP_003630.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y6K9
Peso della proteina	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante