


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ikky Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K9

Numero articolo: CM0015157



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IKK γ (NEMO) di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione NF-kappa-B e sul complesso IKK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IKK γ Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKK γ
Specie	Umano
Gene ID	8517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-390 dell'IKK γ umano (NP_003630.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y6K9
Peso proteico	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio