


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikky Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K9

Numero articolo: CM0013944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IKKγ (NEMO) validato per Western Blot, Immunoprecipitazione e ELISA. Riconosce il modulatore essenziale NF-kappa-B umano e murino per studi nella segnalazione infiammatoria e nella ricerca sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] IKKγ Rabbit pAb
Note/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8517
GeneID	8517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-419 di IKKγ umano (NP_003630.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y6K9
Peso proteico	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio