


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ikk β Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14920

Numero articolo: CM0007566



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro IKK β umano (O14920) per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione NF- κ B e per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IKK β
Note/alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Specie	Umano
ID gene (umano)	3551
ID gene	3551
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di IKK β umano (O14920).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14920
Peso della proteina	29-87 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante