


Anticorpo Policlonale Anti-Ikk β Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O14920

Numero articolo: CM0023125



introduzione

L'anticorpo policlonale IKK β di Coniglio è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani e di topo. Mira alla chinasi IKK β essenziale per la segnalazione infiammatoria di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo policlonale IKK β di Coniglio (pAb)
Note/Alias	IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta, IKK β
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3551
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-669 di IKK β umano (NP_001547.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O14920
Peso Proteico	29-87 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio