

Anticorpo Monoclonale Anti-Ikzf3 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Numero articolo: CM0009986

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-IKZF3 validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con IKZF3 umano, murino e di ratto. Immunogeno ricombinante. Essenziale per la differenziazione dei linfociti, lo sviluppo delle cellule B e gli studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb IKZF3 di coniglio
Note/alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	22806
ID del gene	22806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-509 di IKZF3 umano (Q9UKT9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UKT9
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante