

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ikzf3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Numero articolo: CM0006863

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting IKZF3 umano (Aiolos) per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione dei linfociti e la biologia dei linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IKZF3 Rabbit mAb
Note/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22806
ID gene	22806
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di IKZF3 umano (Q9UKT9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9UKT9
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio