

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikzf3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Numero articolo: CM0026196

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IKZF3 (Aiolos), validato per WB, IF/ICC e ELISA su campioni umani e di topo. Svolge un ruolo chiave nella differenziazione dei linfociti B e nella regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	IKZF3 Rabbit pAb
Note/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22806
GeneID	22806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-450 di IKZF3 umano (NP_036613.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UKT9
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio