


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-1 Alfa Per Wb Ed Elisa - P01583

Numero articolo: CM0021663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IL-1 alfa umano, adatto per WB ed ELISA. Validato per campioni umani, murini e di ratto.

L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 112-271. Utile per lo studio dell'infiammazione e della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL-1 alfa pAb di coniglio
Note / Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alfa
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3552
GeneID	3552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-271 dell'IL-1 alfa umano (NP_000566.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01583
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante