

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-1 Beta Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01584

Numero articolo: CM0015209



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL-1 beta umano (IL1 β , IL-1, IL1F2). Adatto per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con IL-1 β umano, murino e di ratto. Per la ricerca sull'infiammazione e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL1 β pAb di coniglio
Note/alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Specie	Umano
GeneID (umano)	3553
GeneID	3553
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-269 di IL1 β umano (NP_000567.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01584
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante