

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-13 Per Fc, Elisa - P20109

Numero articolo: CM0006207

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'IL-13 di topo, validato per citometria a flusso intracellulare e ELISA. Specifico per l'IL-13 di topo, peso proteico 14 kDa. Adatto per la ricerca sulle allergie e le infiammazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL-13 Rabbit mAb
Note/Alias	IL-13
Specie	Topo
GenElD (Uomo)	3596
GenElD	16163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-131 dell'IL-13 di topo (NP_032381.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra), ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P20109
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio