


## Anticorpo Monoclonale Anti-IL-13R $\alpha$ 1 (Cd213A1) Per Citometria A Flusso - P78552

Numero articolo: CM0008055



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega all'IL-13R $\alpha$ 1 umano (CD213a1). Validato per la citometria a flusso su campioni umani, a supporto degli studi sulla segnalazione IL-13/IL-4 in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Coniglio anti-Umano CD213a1/IL-13R $\alpha$ 1 mAb                                                                                                                        |
| Osservazioni/Alias  | IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunità alfa-1 del recettore dell'interleuchina-13                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                                    |
| GeneID (Umano)      | 3597                                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 3597                                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 del CD213a1/IL-13R $\alpha$ 1 umano (NP_001551.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                                    |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                                                    |
| SWISS               | P78552                                                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 31kDa/48kDa                                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                                       |