

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL-15Ra Per If/Icc, Fc, Elisa - Q60819

Numero articolo: CM0009581



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta affinità contro IL-15RA (CD215) di topo per IF/ICC, FC, ELISA. Immunogeno proteico ricombinante, peso molecolare 28 kDa, reattività incrociata con topo. Adatto per lo studio della segnalazione di IL-15 e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL-15RA mAb coniglio
Annotazioni / Alias	Il15ra
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3601
GeneID	16169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-205 della CD215/IL-15Rα di topo (NP_032384.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q60819
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio