

Anticorpo Monoclonale Anti-IL-17Rb Per Fc, Elisa - Q9Nrm6

Numero articolo: CM0006397



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'IL-17RB umano per FC ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione delle citochine pro-infiammatorie, la differenziazione delle cellule ematopoietiche e la biologia dei tessuti endocrini. - Q9NRM6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-17RB
Note/Alias	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Specie	Umana
ID Gene	55540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-289 dell'IL-17RB umano (NP_061195.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio