

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-1Ra Per Wb Ed Elisa - P25085

Numero articolo: CM0006374

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'antagonista del recettore dell'interleuchina-1 (IL-1RA/IL-1ra) del topo per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con l'umano. Adatto per la ricerca su infiammazione e citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IL-1RA Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	IL-1ra; F630041P17Rik; IL-1RA
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3557
GeneID	16181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-178 di IL-1RA del topo (NP_001034790.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P25085
Peso Proteico	20 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio