

Anticorpo Monoclonale Anti-IL-1Racp Per Wb, Elisa - Q9Nph3

Numero articolo: CM0005967



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina accessoria del recettore dell'interleuchina-1 umana (IL-1RacP/IL1R3). Validato per WB, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di segnalazione di IL-1, IL-36 e IL-33.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL-1RacP Rabbit mAb
Note/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3556
GeneID	3556
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-470 di IL-1RacP umana (NP_002173.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPH3
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca refrigerante