


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-1Racp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Numero articolo: CM0030555



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL-1RacP umano (IL1R3), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione e l'infiammazione di IL-1/IL-33/IL-36.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL-1RacP Rabbit pAb
Note/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3556
Gene ID	3556
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-356 di IL-1RacP umano (NP_001161402.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPH3
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca refrigerante