

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-27Ra/Wsx-1 Per Fc, Elisa - Q6Uwb1

Numero articolo: CM0005550



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti IL-27RA/WSX-1 umano, validato per citometria a flusso e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta immunitaria Th1 e la segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL-27RA/WSX-1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	9466
GeneID	9466
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-283 di IL-27RA/WSX-1 umano, NP_004834.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q6UWB1
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio