

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-33R/St2 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P14719

Numero articolo: CM0004228



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-33R/ST2 validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Riconosce la catena alfa del recettore dell'IL-33 di topo (UniProt P14719) per la ricerca sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | IL-33R/ST2 Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Note/Alias            | T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1                                                                                      |
| Specie                | Topo                                                                                                                                   |
| ID gene (Umano)       | 9173                                                                                                                                   |
| ID gene               | 17082                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-332 di IL-33R/ST2 di topo (NP_001020773.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività incrociata | Topo                                                                                                                                   |
| SWISS                 | P14719                                                                                                                                 |
| Peso proteico         | 65kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                  |