


Anticorpo Monoclonale Anti-IL-36 Gamma Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Numero articolo: CM0005060



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce IL-36 gamma umana (Q9NZH8). Validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio dell'infiammazione cutanea, della psoriasi e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL-36 Gamma Rabbit mAb
Note/Alias	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; interleuchina-36 gamma; IL-36 Gamma
Specie	umana
ID gene (Umano)	56300
ID gene	56300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-169 di IL-36 Gamma umana (NP_062564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NZH8
Peso proteico	14kDa/18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio