

Anticorpo Policlonale Anti-IL-6 Per Wb Ed Elisa - P20607

Numero articolo: CM0025918

introduzione

IL-6 Rabbit pAb, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con IL-6 umana, di topo e di ratto, una citochina essenziale nell'immunità, nell'infiammazione e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	IL-6 Rabbit pAb
Note/Alias	IL6; Ifnb2
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	3569
GeneID	24498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-211 di IL6 di ratto (NP_036721.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20607
Peso Proteico	24 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio