

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL-6 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20607

Numero articolo: CM0003736

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro IL-6, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi su immunità, infiammazione e metabolismo in campioni umani e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-6
Note/Alias	ILg6; Ifnb2; IL6
Specie	Ratto
ID Gene (Umano)	3569
ID Gene (Ratto)	24498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-211 di IL6 di ratto (NP_036721.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P20607
Peso Molecolare Proteina	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio