


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-6 Per Wb E Elisa - P05231

Numero articolo: CM0003740



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-6 ad alta specificità validato per Western blot (WB) e ELISA, per la rilevazione dell'IL-6 umano. Ideale per ricerche sulla risposta immunitaria, infiammazione e regolazione metabolica. L'immunogeno ricombinante garantisce prestazioni costanti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL-6 Rabbit mAb
Note/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Specie	Umana
Gene ID (Umana)	3569
Gene ID	3569
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05231
Peso proteico	21-24 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio