

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL-6 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Numero articolo: CM0008214

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro IL-6 di ratto, validato per WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con IL-6 di topo. Adatto per lo studio della risposta di fase acuta, dell'infiammazione e della regolazione immunitaria. Fornito tramite CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio anti-IL-6
Note/Alias	ILg6; Ifnb2
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	3569
GeneID	24498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-211 di IL-6 di ratto (NP_036721.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P20607
Peso Proteico	24 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio