


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-6 Per Wb, Elisa - P05231

Numero articolo: CM0017479



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio IL-6 rileva l'IL-6 umana, murina e di ratto in WB ed ELISA. Riconosce una citochina chiave della fase acuta coinvolta nella risposta immunitaria, nell'infiammazione e nel metabolismo. Ideale per studiare infezioni, lesioni tissutali e malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio IL-6
Note/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3569
GeneID	3569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-212 dell'IL6 umana (NP_000591.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05231
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio