

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22301

Numero articolo: CM0024659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL10 (Umano, Topo, Ratto) validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio delle citochine antinfiammatorie nella regolazione immunitaria, nell'infiammazione e nella ricerca sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL10 Rabbit pAb
Note/Alias	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3586
Gene ID	3586
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 19-178 di IL10 umano (NP_000563.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22301
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio