


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL10Rb Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08334

Numero articolo: CM0017699



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto contro IL10RB umano. Convalidato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle citochine e sulla difesa antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL10RB Rabbit pAb
Note/Alias	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3588
GeneID	3588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-220 di IL10RB umano (NP_000619.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q08334
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio