


## Anti-IL11Ra Rabbit Mab Per Wb - Q14626

Numero articolo: CM0011569



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting IL11RA umano (Q14626). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul cancro e sullo sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                   |
|---------------------|--------------------------|
| Nome Prodotto       | IL11RA Rabbit mAb        |
| Osservazioni/Alias  | CRSDA; IL11RA            |
| Specie              | Umano                    |
| ID Gene (Umano)     | 3590                     |
| ID Gene             | 3590                     |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico        |
| Fonte               | Coniglio                 |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali    |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto       |
| SWISS               | Q14626                   |
| Peso Proteico       | 45kDa                    |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio       |