


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL11Ra Per Wb E Elisa - Q14626

Numero articolo: CM0028180



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IL11RA convalidato per Western blotting ed ELISA. Rileva IL11RA umana con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione IL11, sullo sviluppo craniofacciale e sulla biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL11RA pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CRSDA; IL11RA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3590
ID Gene	3590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-290 di IL11RA umana (NP_001136256.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14626
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio