


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL12 Per Wb, Elisa - P29459 / P29460

Numero articolo: CM0027314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL12 umano (p35/IL12A e p40/IL12B), adatto per WB ed ELISA. Utile per studiare la segnalazione della citochina IL-12, la differenziazione Th1 e i meccanismi di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL12 Rabbit pAb
Note/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3592/3593
GeneID	3592/3593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-328 di IL12B umano/23-219 di IL12A umano (NP_002178.2/NP_001384921.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P29459/P29460
Peso Proteico	25 kDa / 37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio