


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL12B Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P43432

Numero articolo: CM0004438



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a IL12B (p40) murino, validato per WB, IHC-P, FC (intra) ed ELISA. Reagisce incrociato con l'umano. Ideale per ricerche sulla segnalazione IL-12/IL-23.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL12B mAb Coniglio
Note/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3593
Gene ID	16160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-335 di IL12B murino (NP_001290173.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio