

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL12B Per Wb, Elisa - P29460

Numero articolo: CM0014922



introduzione

IL12B Rabbit pAb validato per WB ed ELISA. Riconosce la subunità beta dell'IL-12 umana e murina, una citochina coinvolta nell'attivazione delle cellule T e NK e nella produzione di IFN-gamma. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IL12B Rabbit pAb
Note/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3593
ID Gene	3593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-328 dell'IL12B umana (NP_002178.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P29460
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio