


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL12B Per Wb, Elisa - P43432

Numero articolo: CM0020798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL12B di topo per WB ed ELISA, con reattività crociata con l'umano. Bersaglia la subunità p40 di IL-12 e IL-23, citochine chiave nell'attivazione delle cellule T/NK e nella produzione di IFN-gamma. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL12B Rabbit pAb
Note/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3593
GeneID	16160
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-335 di IL12B di topo. (NP_001290173.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P43432
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio