


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL12Rb1 Per Wb, Elisa - P42701

Numero articolo: CM0023627



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per IL12RB1 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare la segnalazione di IL-12/IL-23 e i meccanismi di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL12RB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3594
ID Gene	3594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-305 di IL12RB1 umano (NP_714912.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42701
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio