


Anticorpo Policlonale Anti-IL12Rb2 Per Wb, Elisa - Q99665

Numero articolo: CM0013069



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti IL12RB2 umano per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore IL-12 nella biologia delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL12RB2 Rabbit pAb
Note/Alias	IL12RB2
Specie	Umano
ID Gene (umano)	3595
ID Gene	3595
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-620 di IL12RB2 umano (NP_001550.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q99665
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio